

## APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN ESTÉRIL

### INDICACIONES DE USO

Este producto está diseñado para muestreos corporales, tales como nariz, oídos, boca, etc.

### ESPECIFICACIONES

Aplicador de madera con algodón blanco, libre de impurezas y prensado en uno de sus extremos.

### DIMENSIONES

Vástago de madera de 15 cm de largo, algodón 0.5 mm.

### PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

**A2SE0319** Aplicador de madera con algodón x 1 unidad estéril sobre mixto bilaminado.

**A2SE1630** Aplicador de madera con algodón x 2 unidades estéril sobre mixto bilaminado

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado.

### Etiqueta

Descripción del producto, Código producto, lote, fecha elaboración y fecha vencimiento.

