

BAJA LENGUA ESTERIL

INDICACIONES DE USO

Este producto está diseñado para deprimir la lengua y así examinar la boca y garganta del paciente.

ESPECIFICACIONES

Baja lengua sin olor ni sabor, superficies y bordes lisos, libre de astillas, sin perforaciones, producto hipoalergenico.

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

E1SE0627 BAJA LENGUA ADULTO X1 UND.
ESTERIL

Cajas por 100 unidades

Empaque Externo:

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. / mt²,
Esterilización mediante gas EO o radiación Gamma

Etiqueta: Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado.