

BAJA LENGUA GRANEL

INDICACIONES DE USO

Este producto está diseñado para deprimir la lengua y así examinar la boca y garganta del paciente.

ESPECIFICACIONES

Baja lengua sin olor ni sabor, superficies y bordes lisos, libre de astillas, sin perforaciones, producto hipoalergenico.

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

E1NE1001 BAJA LENGUA MADERA ADULTO,
GRANEL

Envoltorio Externo: Cajas por 100 unidades

• **Etiqueta:** Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado.