

MASCARILLA VENTURI, ESTÉRIL

INDICACIONES DE USO

Mascarilla para administración de oxígeno

ESPECIFICACIONES

Máscara adulta y pediátrica elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de látex, de uso unipersonal, desechable, manguera corrugada corta y línea de oxígeno universal de 213 cms. Para ambas presentaciones. Sistema para administración de oxígeno con diales codificados por color, entrega oxígeno con fracción inspirada de oxígeno de 24%, 28%, 31%, 35%, 40% y 50%. ESTERIL

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

E1SE1625 MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICA C/VENTURI, ESTERIL

E1SE0640 MASCARILLA OXIGENO ADULTO C/VENTURI, ESTERIL

Empaque Externo:

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. / mt², Esterilización mediante gas EO o radiación Gamma.

Etiqueta: Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado

