

**Código**

A2SE0304

A2SE1847

**Producto en  
Convenio Marco**



## HISOPO BAJA LENGUA PEDIÁTRICO ESTÉRIL

### INDICACIONES DE USO

Este producto es utilizado para pincelar áreas quirúrgicas, limpieza y desinfección de heridas abiertas, úlceras, preparar zonas etc.

Permita realizar limpieza e impregnación de sustancias.

### ESPECIFICACIONES

**Medidas:** gasa de 4cm. x 2cm. + baja lengua adulto de 15 cm. De largo  
Esterilización mediante gas EO

#### **A2SE0304**

Hisopo pediátrico x2 und. Esteril, hidrofila.

#### **A2SE1847**

Hisopo pediátrico x1 und, esteril, hidrofila.

### PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

Caja x100 unidades

#### **Empaque externo**

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. /mt<sup>2</sup>, con control químico de vapor interno.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado.

#### **Etiqueta**

Descripción de producto, código de producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.



Sasf: ISO 9001 - 2008  
Proveedor: ISO 9001, 13485;



Importado y distribuido por: Sasf Ltda. División Insumos Médicos

Antillanca 595, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel • Teléfono (+562) 2892 0201 [www.sasf.cl](http://www.sasf.cl) • [contacto@sasf.cl](mailto:contacto@sasf.cl)

