

Código

A2PE

Producto en
Convenio Marco



GASA 5X100 CHR, HIDROFILA, ESTÉRIL

INDICACIONES DE USO

Este producto está diseñado para ser utilizado en pabellón en limpieza de heridas, quemaduras y absorción de fluidos, entre otros usos médicos.

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

- A2PE0170** GASA 5X100 X3 UND. CHR. ESTERIL, HIDROFILA
- A2PE0171** GGASA 5X100 X5 UND. CHR. ESTERIL, HIDROFILA (DOBLE PACK)
- A2SE0268** GASA 5X100 X1 UND. CHR, ESTERIL, HIDROFILA
- A2SE1636** GASA 5X100 X5 UND. CHR, ESTERIL, HIDROFILA

Bolsa por 100 unidades

Envoltorio interno

Papel seda o papel crepado (solo si lo requiere)

Empaque externo

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. / mt2, Esterilización mediante vapor gas EO o radiacion Gamma

Etiqueta

Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

ESPECIFICACIONES

Gasa larga hidrófila 100% hilos de algodón blanco, trama o malla 20x24 x pg2.

Algodón hidrófilo natural color blanco, extra absorbente

Con hilo de contraste Rx entramado

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado



Sasf ISO 9001 - 2008
Proveedor: ISO 9001.13485;



Importado y distribuido por: Sasf Ltda. División Insumos Médicos

Antillanca 595, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel • Teléfono (+562) 2892 0201 www.sasf.cl • contacto@sasf.cl

