

MASCARILLA CON RESERVORIO, ESTÉRIL

INDICACIONES DE USO

Mascarilla para administración de oxígeno, mascarilla para su uso como mascarilla de no reinalacion/ reinalacion parcial/mascarilla simple .

ESPECIFICACIONES

Mascara con bolsa reservorio y diafragmas de control de expiración, ergonómica, suave y flexible, adaptable a la cara del paciente, diseñada anatómicamente para ajuste bajo el mentón, banda elástica adaptable atrás de la nuca, conector unidireccional estándar. Tubo de extensión de 2mts de longitud con conector estándar en el extremo.

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

E1SE1624 MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICA C/ALARGADOR Y RESERVO, ESTERIL

E1SE0639 MASCARILLA OXIGENO ADULTO C/ALARGADOR Y RESERVORIO, ESTERIL

Empaque Externo:

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. / mt2, Esterilización mediante gas EO o radiación Gamma

Etiqueta: Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado

