

MASCARILLA DE OXÍGENO SIMPLE, ESTÉRIL

INDICACIONES DE USO

Mascarilla para administración de oxígeno.

ESPECIFICACIONES

Mascarilla con forma anatómica que permite adaptarse a cualquier tipo de formas faciales, con velocidad de oxígeno de 8 min. Con concentración normal. Ligera, suave y flexible, Ajustable a la Nariz. Tubo de conexión de 210 cm.

PRESENTACIÓN - UNIDAD DE EMPAQUE

E1SE0641 MASCARILLA OXIGENO ADULTO SIMPLE C/ALARGADOR, ESTERIL

E1SE1637 MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICA SIMPLE C/ALARGADOR, ESTERIL

Empaque Externo:

Papel mixto bilaminado grado medico 60 grs. / mt2, Esterilización mediante gas EO y Gamma

Etiqueta: Descripción del producto, código del producto, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, producto descartable de un solo uso, no usar si el producto se encuentra abierto o deteriorado

